



Za sve one koji ne mogu pritisnuti tipku za pomoć ...

Poziv u pomoć glasom, krikom, pucnjem ...



A udio monitoring

je interkom funkcija koja će omogućiti aktiviranje alarma pojačanim zvukom (glas, vrisak, pucanj, tresak,...)
Primena je u svim situacijama kad korisnik ne može pritisnuti tipku za pomoć. Bilo da je reč o napuštenim mestima, poput javnih garaža, usled razbojništva, bilo da je reč o bolnicama npr. pedijatrijskim odeljenjima, psihijatrijskim odeljenjima i sl. ili bilo kojim drugim mestima gde je aktiviranje alarma zvukom optimalno rešenje.

Commend
www.commend.com



Audio monitoring će povećati sigurnost svakog kritičnog mesta. Usled prepada, razbojništva ili slične situacije .. kad ste sami u napuštenim prostorima kao npr. javne garaže .. audio monitoring je jedini način kojim ćete aktivirati alarm i dozvati pomoć.

Svaki zvuk koji odskače od uobičajene jačine aktivira alarm i direktno se uspostavlja veza sa službom sigurnosti.

Audio monitoring je interkom funkcija koja kontinuirano nadzire zvukove iz okoline, te svaki ton koji asocira na opasnost (prask, pucanj, vrisak ...) pokreće alarm. Alarm se prosleđuje u službu sigurnosti koja automatski može ostvariti poziv s mestom aktiviranja alarma. Svaki zvuk koji je jači od uobičajenog, može aktivirati alarm.



Bolnice su specifična okruženja. Ovde se najčešće aktiviraju razni alarmi za pomoć i asistenciju. No, šta je s onima koji to ne mogu. Pedijatrijska odeljenja, psihijatrijske ustanove i sva druga odeljenja na kojima leže pacijenti koji su u nemogućnosti pritisnuti tipku za pomoć ..

Poziv za pomoć zvukom, vriskom, praskom ili bilo kojim drugim tonom aktiviraće alarm medicinskom osoblju.

Commend
www.commend.com

TISAB d.o.o. – Tošin bunar 143, 11070 Novi Beograd; mail: office@tisab.rs; www.tisab.rs;
Tel: + 381 (0)11 3103-999; Fax: + 381 (0)11 2146-434